



**CRYOTHERAPIE ET COMPRESSION
SIMULTANEEES**

FROID IMMEDIAT

SANS CONSOMMABLES

TRANSPORTABLE

MAINS LIBRES

MISE EN PLACE TRES RAPIDE

- Traitements autonomes de 20 minutes en moyenne
- Froid réglable de 0 à 8° dans l'enveloppe (12° surface cutanée)
- Compression intermittente et simultanée réglable de 0 à 75 mmHg
- Système breveté d'enveloppes double chambre (froid/ pression) adaptées à chaque partie du corps



DES APPLICATIONS MULTIPLES


TRAITEMENTS POST OPERATOIRES...

TRAUMATOLOGIE DU SPORTIF...

RHUMATOLOGIE...

Et Plus généralement dès que le froid et/ou la pression sont recommandés

Voir Effets et bibliothèques de pathologies au dos =>




FROID INTENSE, DIFFUS ET DURABLE

- Un froid instantané (0° en moins de 6 secondes)...
- Beaucoup plus efficace que les solutions traditionnelles (voir images thermiques ci-contre)...
- Qui permet de réduire la douleur, les contractures et les inflammations...
- Dans un parfait confort du patient.

COMPRESSION GRADUELLE ET INTERMITTENTE

- Favorise un drainage de la zone lésée
- Accentue la pénétration homogène du froid en profondeur dans les tissus
- Et favorise la cicatrisation tissulaire et la résorption des oedèmes



Pathologies	Protocoles	Bénéfices
Epaule		
Coiffe rotateurs opérée	20 mn 25 Hg	++
Périarthrite	25 mn 25-50 Hg	+++
Genou/ Quadriceps		
Hématome (béquille)	20 mn 25-50 Hg	+++
Lésion musculaire intrinsèque	20 mn 50 Hg	++
Entorse genou LLI	20 mn 50 Hg	++
Tendinopathie rotulienne	20 mn 25 Hg	+++
Contracture/ élongation	15 mn 50hg	+++
Cheville		
Entorse cheville	20 mn 50 Hg	+++
Tendinopathie achilléenne	20 mn 25 Hg	+++
Déchirure tendon	20 mn 50 Hg	++
Traitements post opératoires		
Edème	20 mn 25 Hg	+++
Ligamentoplastie LCA	25 mn 50 Hg	+++
Prothèse de genou	15 mn 25hg	++
Sport		
Récupération musculaire	30 min 75 Hg	++

ILS TEMOIGNENT

L'utilisation du Game Ready sur une rupture chirurgicale d'un aileron rotulien externe du genou droit a donné un très bon résultat sur l'œdème et l'hématome du sac sous quadricipital avec, selon le chirurgien 1 mois d'avance sur le protocole de soins. G. BUSCAL

Nous avons eu d'excellents résultats sur les tendinopathies, qu'elles soient inflammatoires ou chroniques, avec une diminution de la douleur et une amélioration de l'aspect du tendon très rapide. M. ORLU

Sur une entorse de la cheville, nous avons pu, grâce à une utilisation de la Game Ready, réduire très sensiblement le délai de retour au terrain de notre joueur, avec reprise de la compétition 8 jours après la blessure. V. CAVELIER

La bibliothèque de pathologie ci-contre a été établie selon les témoignages de nombreux praticiens mais n'est en aucun cas exhaustive.